

# INFORMATION

No. 1303-08

## 新規受託のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記の項目につきまして、新規受託を開始させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

敬具

記

### ■検査要項

コード	検査項目名	採取容器コード /容器名称	検体材料 /量	検査方法	基準 値	所要 日数	実施料 (判断料区分)
1921	クラミジア・トラコーマチス/ リアルタイムPCR〈ぬぐい液〉	45/クラミジア・淋 菌(リアルタイム PCR)用容器 (ぬぐい液用)	子宮頸部 擦過物 ・スワブ	リアルタイムPCR法	(一)	4日 ~ 6日	210点 (微生物)
1922	淋菌/リアルタイムPCR 〈ぬぐい液〉						
1924	クラミジア・トラコーマチス/ リアルタイムPCR〈尿〉	46/クラミジア・淋 菌(リアルタイム PCR)用容器 (尿、うがい液用)	尿及び うがい液 /4.5~ 6.3ml				
1925	淋菌/リアルタイムPCR 〈尿〉						
1926	クラミジア・トラコーマチス/ リアルタイムPCR〈うがい液〉						
1927	淋菌/リアルタイムPCR 〈うがい液〉						

(採取容器等裏面参照)

### ■受託開始期日

平成24年 4月 1日(月)より受託開始

株式会社 武蔵臨床検査所

\* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8  
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659  
URL <http://www.e-musashi.co.jp>

## ■クラミジア・トラコーマチス/リアルタイムPCR

## ■淋菌/リアルタイムPCR

◇国内の性感染症の中で、性器クラミジア感染症は最も頻度が高く、淋菌感染症はこれに次ぐことが知られています。これらの原因菌を高感度で検出する測定法として核酸増幅法であるPCR法が用いられてきました。今回、新規受託を開始するリアルタイムPCR法では、新たなプローブ設計により、クラミジア・トラコーマチス変異株に対する感度及び淋菌に対する特異性が向上いたしました。また、口腔内感染症例においては「うがい液」でのクラミジア・トラコーマチス及び淋菌の検出が可能となりました。

## ■採取容器

