

INFORMATION

No. 1312-30

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記の項目につきまして、平成26年1月4日(土)受領分より、検査内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承のほどお願い申し上げます。

敬具

記

■変更内容

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧		
1904	抗デスマグレイン1抗体	検査方法	CLEIA	EIA		
		基準値	20.0 未満	14 未満		
		単位	U/ml	なし(index値)		
		報告桁数	小数1位(有効3桁)	整数(有効3桁)		
		保存方法	冷蔵	凍結		
		所要日数	3~5日	5~10日		
1905	抗デスマグレイン3抗体	検査方法	CLEIA	EIA		
		基準値	20.0 未満	7 未満		
		単位	U/ml	なし(index値)		
		報告桁数	小数1位(有効3桁)	整数(有効3桁)		
		保存方法	冷蔵	凍結		
		所要日数	3~5日	5~10日		
0733	テストステロン	基準値	男性	1.92~8.84	男性	2.25~10.4
			女性		女性(卵胞期)	0.33~1.26
			(有経)	0.15~0.44	女性(排卵期)	0.36~1.19
			(閉経)	0.12~0.31	女性(黄体期)	0.41~1.12

※基準値変更は、検査方法、検査試薬変更に伴う変更です。(相関図は裏面をご参照ください)

■変更実施期日

平成26年 1月 4日(土) 受領分より


株式会社 武蔵臨床検査所

*お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。


〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659
URL <http://www.e-musashi.co.jp>

■ 相関図 ・抗デスマグレイン1抗体 [コード:1904]
 ・抗デスマグレイン3抗体 [コード:1905]

【抗デスマグレイン1抗体】




【抗デスマグレイン3抗体】




資料・データ: 三菱化学メディエンス

■ 相関図 ・テストステロン [コード:0733]

[全体]



[低値域]



資料・データ: 三菱化学メディエンス